
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 08-229호
- 품 목 명 : 재사용가능의료용겸자

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
재사용가능의료용검자	진료시 조직을 잡거나 조작, 압박, 절단 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 검자로서 재사용이 가능하다.

[사용방법]

1.사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 제품의 작동상태를 확인한다.
- ③ 시술 전에는 반드시 멸균한다. (멸균조건 : Autoclave/ 132°C 15분)

2.사용방법

- ① 환자의 시술 부위를 확인한다.
- ② 시술자의 판단에 따라서 적절한 시술기구를 선택한다.
- ③ 사용할 수술 재료를 자르거나 구부려서 환자의 시술 부위에 맞도록 변형시킨다.
- ④ 111-042로 플레이트를 자른 후 생겨난 거친 면은 Burr Removal를 이용하여 매끄럽게 정리할 수 있다.

3.사용 후 보관 및 관리 방법

- ① 실온의 건조한 곳에 보관한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 사용 전에 멸균되어야 한다.

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.