
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 04-109호
- 품 목 명 : 수동식재사용가능의료용핸드피스

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

| 품목명 | 사용목적 |
|-----------------|---|
| 수동식재사용가능의료용핸드피스 | 인체 조직을 천자, 천공, 절삭하는 기구에 연결되는 수동식 손잡이 기구로서 재사용 가능하다. |

[사용방법]

- ① 전문의에 의해서 사용한다.

[사용상 주의사항]

- ① 사용하기 전에는 반드시 소독하여야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 드라이버 몸체와 드라이버 샤프트나 드릴 비트의 결합 여부를 반드시 확인해야 한다.
- ④ 사용한 후에는 항상 깨끗하게 세척한 후, 건조하여 보관해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.