
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 04-190호
- 품 목 명 : 재사용가능의료용겸자

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
재사용가능의료용검자	진료시 조직을 잡거나 조작, 압박, 절단 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 검자로서 재사용이 가능하다.

[사용방법]

- ① 전문의에 의해서 사용한다.

[사용상 주의사항]

- ① 사용하기 전에는 반드시 소독하여야 한다.
 - 멸균방법: Autoclave
 - 멸균조건: 121°C, 15분
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 사용한 후에는 항상 깨끗하게 세척한 후, 건조하여 보관해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.