
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 05-54호
- 품 목 명 : 재사용가능범용수동식의료용핀셋

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
재사용가능범용수동식의료용핀셋	진료시에 일반적으로 사용되는 핀셋으로 재사용이 가능하다.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- ①수술 시에 사용할 각종 기구들이 소독되었는지 확인한다.
- ②각종 기구들이 제자리에 놓여 있는지 확인한다.

2. 사용방법

- ①환자의 골절 부위나 수술 부위를 확인한다.
- ②사용하고자 하는 플레이트 등의 수술 재료를 선택한다.
- ③선택한 플레이트 등의 재료를 골절 부위나 수술 부위로 본 제품을 사용하여 집어서 이동시킨다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- ①실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용상 주의사항]

- ① 사용하기 전에는 반드시 소독하여야 한다.
- ② 사용시 과도한 힘을 가해서는 안 된다.
- ③ 사용한 후에는 항상 깨끗하게 세척한 후, 건조하여 보관해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.