
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 06-56호
- 품 목 명 : 치과용임플란트시술기구

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
치과용임플란트시술기구	치과용 임플란트를 시술하는데 사용되는 기구

[사용방법]

1. 사용 전 주의 사항

①수술 시에 사용할 각종 기구들이 소독되었는지 확인한다.

2. 사용방법

①파이롯트 드릴 비트(JS1011): 치과용 엔진의 핸드피스에 장착하여 시술 부위를 홀을 만든다.

②랫쳇 어댑터(JS7007): 임플란트를 협소한 부위에 식립할 때, 랫쳇에 꽂아서 식립할 때 사용한다.

③핸드 렌치(JS9032): 임플란트를 식립할 때, 임플란트 헤드 부위에 체결하여 돌려서 식립한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

①실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[사용상 주의사항]

① 사용하기 전에는 반드시 소독하여야 한다.

② 사용한 후에는 항상 깨끗하게 세척한 후, 건조하여 보관해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.