
Instructions for Use

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 06-173호
- 품 목 명 : 의료용가이드

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
의료용가이드	위치를 안내하기 위하여 사용하는 기구.

[사용방법]

- ① 하악 우각부 하연에 고정한 후, 하악 우각부 축소술 시술 절차에 따라 사용한다. (전문의에 의해서 사용)

[사용상 주의사항]

- ① 반드시 멸균을 한 후 사용해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.