

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 07-300호
- 품 목 명 : 의료용절삭기구

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
의료용절삭기구	천자기, 천공기 및 핸드피스 등에 사용하는 절삭용 버(burr), 절삭용 디스크, 광택용 휠, 스트립 등의 기구. 레이저, 수술 기용 디스크를 포함한다.

[사용방법]

① "ROBODOC Computer Assisted Robotic Surgical System"을 이용한 고관절 수술 시에, 장비의 핸드피스에 본 제품을 삽입한 후 관련 수술 절차를 준용하여 사용한다. (전문의에 의해서 사용)

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 사용 전에 멸균되어야 한다.
- ③ 1회용이므로, 1회 사용 후 폐기한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.