

---

## Instructions for Use

---

- 제 품 명 : Surgical Instrument
- 허가번호 : 서울 제신 07-234호
- 품 목 명 : 재사용가능의료용검자

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.  
[jeilmed.co.kr/ko/ifu](http://jeilmed.co.kr/ko/ifu)→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
재사용가능의료용겸자	진료 시 조직을 잡아주는 기구로서 뼈 집게(Rongeur), 절단 겸자(Cutting forceps(Nippers)), 홀더(Holder), 집게 (Plier) 등을 포함한다.

[사용방법]

- ① 플레이트와 스크류 등을 이용한 수술 시에, 시술 절차에 따라서 사용한다. (전문의에 의해서 사용)

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 사용 전에 멸균되어야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[보관조건 및 저장 방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.